

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИОСТИМУЛЯТОР «Бабочка»

«Сжигает» лишние запасы в «проблемных» и в любых других местах, обеспечивает плоский живот. Улучшает внешний вид и восстанавливает эластичность кожи. Способен воздействовать на мышцы любой части тела. Локальное воздействие на жировые отложения конкретного участка. Идеален для восстановления фигуры после беременности. Стимулирует сокращение мышц лёгкими электронными импульсами. За 15 минут мышцы сокращаются до 600 раз, а Вы не тратите на это никаких усилий! Предназначен для тренировки и увеличения объема мышечной массы, а так же сжиганию жировых отложений и расслабляющего массажа. Работа массажера основана электрических импульсах, под воздействием которых сокращаются мышцы. Массажер "Бабочка" имеет восемь различных программ тренировки:

1. Накачивание мышц
2. Тренировка на выносливость мышц
3. Похудание
4. Поддержание мышц в тонусе
5. Массаж.

Функции и характеристики массажера-миостимулятора Бабочка:

- Облегчает боль в плечевых суставах, в спине и пояснице, а также в других участках тела.
- Снижает усталость, улучшает кровообращение
- Улучшает внешний вид кожи: восстанавливает эластичность кожи, облегчает боль в мышцах, способствует сжиганию жира
- уменьшает и уничтожает целлюлитные проявления
- управляет процессами похудения, воздействуя, прежде всего, на зоны, наиболее нуждающиеся в этом; 10 уровней интенсивности действия
- Автоматическое отключение через двенадцать минут работы
- 8 режимов работы

Порядок работы:

1. Распакуйте устройство.
2. Убедитесь, что кожа хорошо очищена.
3. Снимите прозрачную защитную накладку и оставьте ее в коробке.
4. Приложите накладки к выбранному участку кожи.
5. Нажмите кнопку «М» для включения блока питания.
6. Нажмите кнопку «М» еще раз для перехода массажера из одного режима в другой рабочий режим; сила тока автоматически будет установлена на первом (1) уровне.
7. Каждое нажатие на кнопку минус или плюс будет уменьшать или увеличивать силу тока на один (1) уровень.

Комплектность:

- регулирующее устройство – 1 шт.
- массажная накладка – 1шт.
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Противопоказания:

1. людям с заболеванием сердца.
2. на инфицированных или раздраженных частях тела.
3. в период менструации и беременности.
4. более 30 мин. в день.